



Нерассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Тип нити	Применяемые длины игл и их кривизна	Метрич. р-р EP	Условн. № USP	Длина нити	Колющая	Обратно-режущая
ПОЛИАМИД (нейлон) монофиламент синий						Аналог Ethilon (Ethicon)
	13мм (½) 15мм (⅜) 20мм (½)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝)	3,5	0	75 см	+	+ *

ПОЛИАМИД (нейлон) монофиламент черный						Аналог Ethilon (Ethicon)	
	13мм (½) 15мм (⅜) 20мм (½)	0,7	6/0	75 см	+	+ *	
	13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,0	5/0	75 см	+	+ *	
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	1,5	4/0	75 см	+	+ *	
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	2,0	3/0	75 см	+	+ *	
	17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½)	3,0	2/0	75 см	+	+ *	
	25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝)	3,5	0	75 см	+	+ *	
	30мм (⅝ и ½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	4,0	1	75(90) см	+	+ *	
	30мм (⅝) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	5,0	2	90(100) см	+	+ *	
	40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	6,0	3/4	90(100) см	+	+ *	
	<i>Иглы с улучшенной полировкой поверхности.</i>						
	9,5мм (⅜ - Ø 0,28мм)	0,7	6/0	60 см	+	-	
	13мм (½ и ⅜ - Ø 0,33мм) 16мм (½ - Ø 0,43мм)	0,7	6/0	75 см	+	-	
	13мм (½ - Ø 0,33-0,43мм)	1,0	5/0	75 см	+	-	
	16мм (½ - Ø 0,43-0,48мм)	1,0	5/0	75 см	+	-	
	16мм, 18мм, 22мм, 26мм, 30мм (½ - Ø 0,43-0,58мм)	1,5	4/0	75(90) см	+	-	
	22мм, 30мм (½ - Ø 0,53-0,63мм)	2,0	3/0	75(90) см	+	-	
	40мм (½ - Ø 0,88-0,98мм)	3,0	2/0	75(90) см	+	-	
	30мм, 40мм, 48мм (½ - Ø 0,98-1,08мм)	3,5	0	75(90) см	+	-	
	40мм, 48мм (½ - Ø 0,98мм)	4,0	1	90(100) см	+	-	
	45мм (½ - Ø 0,108мм)	5,0	2	90(100) см	+	-	
13мм (⅜ - Ø 0,24мм)	0,7	6/0	60(75) см	-	+		
10мм (⅜ - Ø 0,33-0,38мм)	0,7	6/0	60(75) см	-	+		
16мм (⅜ - Ø 0,38-0,48мм)	0,7	6/0	75 см	-	+		
10мм, 12мм (⅜ - Ø 0,33-0,38мм)	1,0	5/0	60(75) см	-	+		
16мм (⅜ - Ø 0,38-0,53мм)	1,0	5/0	75 см	-	+		
16мм, 18мм (⅜ - Ø 0,38-0,58мм)	1,5	4/0	75 см	-	+		
16мм, 18мм, 20мм, 25мм (⅜ - Ø 0,48-0,73мм)	2,0	3/0	75 см	-	+		
26мм, 30мм, (⅜ - Ø 0,68-0,78мм)	3,0	2/0	75 см	-	+		

ПОЛИПРОПИЛЕН монофиламент синий						Аналог Prolene (Ethicon)
	9,5мм (⅜ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	0,5	7/0	75 см	+	+ *
	9,5мм (⅜ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (½) 15мм (⅜) 20мм (½)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝)	3,5	0	75 см	+	+ *
	30мм (⅝ и ½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	4,0	1	75(90) см	+	+ *
	30мм (⅝) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	5,0	2	75(90) см	+	+ *

Возможна комплектация иглами с улучшенной обработкой поверхности.

При этом цена такая же, как у полиамида монофиламента черного (см. выше).

* -обр.-режущая заточка острия -Таперкат - Олимп Т2 с изменяемым углом режущих кромок, тело иглы круглое.

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%, петля - на 50%.

В групповой упаковке для USP 3/4 - USP 2/0 - 20 штук, для USP 3/0 - USP 6/0 - 25 штук, для USP 7/0 - USP 8/0 - 12штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.

Нерассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Тип нити	Применяемые длины игл и их кривизна	Метрич. р-р EP	Условн. № USP	Длина нити	Колющая	Обратно-режущая
	17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2)	3,5	0	75 см	+	+ *
	30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	75(90) см	+	+ *
	30мм (3/8) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	5,0	2	75(90) см	+	+ *
	40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	6,0	3/4	75(90) см	+	+ *

ПОЛИАМИД (нейлон) мультиф. - плетёный чёрный с силиконовым покрытием. Аналог Supramid (Resorba)						
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+ *
	30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	75(90) см	+	+ *
	30мм (3/8) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	5,0	2	75(90) см	+	+ *
	40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	6,0	3/4	75(90) см	+	+ *

ПОЛИЭСТЕР (лавсан) плетёный зелёный с силиконовым покрытием Аналог Ethibond (Ethicon)						
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+ *
	30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	75 см	+	+ *
	30мм (3/8) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	5,0	2	75(90) см	+	+ *
	40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	6,0	3/4	75(90) см	+	+ *
	50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	7,0	5	90 см	+	+ *
Под заказ	8,0	6	90 см	+	+ *	

ШЕЛК плетёный чёрный с силиконовым покрытием						
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+ *
	30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	75 см	+	+ *
	30мм (3/8) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	5,0	2	75(90) см	+	+ *
	40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	6,0	3/4	75(90) см	+	+ *

ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД (ПВДФ) монофиламент синий Аналог Resopren (Resorba)						
	9,5мм (3/8 - Ø 0,3мм) 12мм (1/2 - Ø 0,3мм)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	0,7	6/0	75 см	+	+ *
	13мм (1/2) 15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+ *
	15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+ *
	17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+ *
	25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+ *

* -обр.-режущая заточка острия -Таперкат - Олимп Т2 с изменяемым углом режущих кромок, тело иглы круглое.
 При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%, петля - на 50%.
 В групповой упаковке для USP 5 - USP 2/0 - 20 штук, для USP 3/0 - USP 6/0 - 25 штук.
 Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.

Шовный материал для микрохирургии и офтальмологии, стерильный

Тип нити	Применяемые длины игл и их кривизна	Заточка острия	Метрич. р-р EP	Условн. № USP	Длина нити	
ПОЛИАМИД (нейлон) монофиламент черный						Аналог Ethilon (Ethicon)
	4,0мм (⅓ - Ø 0,15мм) 5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм)	колющая	0,2	10/0	15 см	+
	6,0мм (⅓ - Ø 0,15мм)	шпатель	0,2	10/0	15 см	+
	6,0мм (⅓ - Ø 0,15мм) двойная	шпатель	0,2	10/0	30 см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм)	колющая	0,3	9/0	15 см	+
	6,0мм (⅓ - Ø 0,15мм)	шпатель	0,3	9/0	15(30) см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,20мм) 7,5мм (½ - Ø 0,20мм)	колющая	0,4	8/0	15 см	+
	6,0мм (⅓ - Ø 0,20мм)	шпатель	0,4	8/0	15(30) см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,20мм) 7,5мм (½ - Ø 0,20мм)	колющая	0,5	7/0	15 см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	колющая	0,5	7/0	45(60) см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	обр.-реж.	0,5	7/0	45(60) см	+
	6,0мм (⅓ - Ø 0,20мм)	шпатель	0,5	7/0	15(30) см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	колющая	0,7	6/0	45(60) см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,3мм) 12мм (½ - Ø 0,3мм)	обр.-реж.	0,7	6/0	45(60) см	+
<u>Иглы с улучшенной полировкой поверхности.</u>						
	6,5мм (⅓ - Ø 0,16мм)	шпатель	0,2	10/0	15 см	+
	6,5мм (⅓ - Ø 0,16мм) двойная	шпатель	0,2	10/0	30 см	+
	6,5мм (⅓ - Ø 0,16-0,20мм)	шпатель	0,3	9/0	15(30) см	+
	6,5мм (⅓ - Ø 0,16-0,20мм)	шпатель	0,4	8/0	15(30) см	+
	7мм (⅓ - Ø 0,20мм)	колющая	0,4	8/0	45 см	+
	8мм (⅓ и ½ - Ø 0,20мм) черная	колющая	0,4	8/0	45 см	+
	6,5мм (⅓ - Ø 0,20мм) 8мм (⅓ - Ø 0,20мм)	шпатель	0,5	7/0	15(30) см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,24мм) 13мм (⅓ - Ø 0,24мм)	колющая	0,5	7/0	45(60) см	+
	9,5мм (⅓ - Ø 0,24мм) черная	колющая	0,5	7/0	45(60) см	+
	10мм (⅓ - Ø 0,22мм) 13мм (⅓ - Ø 0,24мм) черная	кол.-реж.	0,5	7/0	45(60) см	+
	15мм (⅓ - Ø 0,33мм)	обр.-реж.	0,5	7/0	60(75) см	+
	8мм (⅓ - Ø 0,33мм)	шпатель	0,7	6/0	15(30) см	+
	10мм (⅓ - Ø 0,28мм) черная	колющая	0,7	6/0	45 см	+
	10мм (⅓ - Ø 0,28мм)	кол.-реж.	0,7	6/0	45 см	+
	10мм (⅓ - Ø 0,28мм) черная	кол.-реж.	0,7	6/0	45 см	+



Полигликолид (PGA) плетеный фиолетовый	Аналог
Срок рассасывания 60 - 90 дней, 50% прочности после 21 дня	Vicryl, Dexon II

<u>Иглы с силиконовым покрытием со шпательной заточкой острия и улучшенной полировкой поверхности.</u>						
	8мм (⅓ - Ø 0,33мм)	шпатель	0,5	7/0	45 см	+
	8мм (⅓ - Ø 0,33мм) двойная	шпатель	0,5	7/0	45 см	+
	9мм (⅓ - Ø 0,33мм)	шпатель	0,7	6/0	45 см	+
	9мм (⅓ - Ø 0,33мм) двойная	шпатель	0,7	6/0	45 см	+
	13мм (⅓ - Ø 0,33мм) черная	кол.-реж.	0,7	6/0	45 см	+
	16мм (⅓ - Ø 0,33мм)	колющая	0,7	6/0	45 см	+



ПОЛИПРОПИЛЕН монофиламент черный, синий	Аналог Prolene (Ethicon)
--	--------------------------

	4,0мм (⅓ - Ø 0,15мм) 5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм)	колющая	0,2	10/0	15 см	+
	4,0мм (⅓ - Ø 0,15мм) 5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм) двойная	колющая	0,2	10/0	15 см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм)	колющая	0,3	9/0	15 см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,15мм) двойная	колющая	0,3	9/0	15 см	+
	5,5мм (⅓ - Ø 0,22мм) 7,5мм (½ - Ø 0,22мм)	колющая	0,4	8/0	45 см	+



Возможна комплектация иглами с улучшенной обработкой поверхности.

При этом цена такая же, как у полиамида монофиламента черного (см. выше).

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%.

В групповой упаковке 12 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.

Рассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Тип нити	Применяемые длины игл и их кривизна	Метрич. р-р EP	Условн. № USP	Длина нити	Колющая	Обратно-режущая	Аналог Vicryl, Dexon II
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	------------	---------	-----------------	----------------------------

Полигликоlid (PGA) плетёный фиолетовый
Срок рассасывания 60 - 90 дней, 50% прочности после 21 дня

9,5мм (3/8 - Ø 0,3мм) 12мм (1/2 - Ø 0,3мм)	0,5	7/0	45 см	+	+	*
9,5мм (3/8 - Ø 0,3мм) 12мм (1/2 - Ø 0,3мм)	0,7	6/0	45 см	+	+	*
13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	0,7	6/0	75 см	+	+	*
13мм (1/2) 15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	+	*
15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+	*
15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+	*
17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+	*
17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	90 см	+	+	*
25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+	*
25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	90 см	+	+	*
30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	90 см	+	+	*
30мм (3/8) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	5,0	2	90 см	+	+	*



Иглы с улучшенной полировкой поверхности.

13мм (1/2) 17мм (1/2) 22мм (1/2) 26мм (1/2)	1,0	5/0	75 см	+	-	-
17мм (1/2) 20мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	1,5	4/0	75 см	+	-	-
20мм (1/2) 22мм (1/2) 26мм (1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	-	-
17мм (1/2) 26мм (1/2) колюще - режущая	3,0	2/0	75 см	+	-	-
25мм (1/2) 25мм (3/8) 31мм (1/2) 36мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	-	-
36мм (1/2) 40мм (1/2) 48мм (1/2)	3,5	0	75 см	+	-	-
36мм (1/2) 40мм (1/2) 48мм (1/2)	3,5	0	90 см	+	-	-
40мм (1/2) 50мм (1/2)	4,0	1	75 см	+	-	-
40мм (1/2) 50мм (1/2)	4,0	1	90 см	+	-	-
45мм (1/2)	5,0	2	90 см	+	-	-
12мм (3/8) 16мм (3/8)	1,0	5/0	75 см	-	-	+
16мм (3/8) режущая	1,5	4/0	75 см	-	-	+
16мм (3/8) 18мм (3/8)	1,5	4/0	75 см	-	-	+
20мм (3/8) 22мм (3/8) 25мм (3/8)	2,0	3/0	75 см	-	-	+
25мм (3/8) 30мм (3/8) 40мм (3/8)	3,0	2/0	75 см	-	-	+
25мм (3/8) 30мм (3/8) 40мм (3/8)	3,0	2/0	90 см	-	-	+
37мм (1/2) 40мм (1/2)	3,5	0	90 см	-	-	+
40мм (1/2) 45мм (1/2) 50мм (1/2)	4,0	1	90 см	-	-	+
30мм (3/8) 45мм (1/2)	5,0	2	90 см	-	-	+

Полигликоlid раpid (PGA rapid) плетёный бежевый
Срок рассасывания 42 дня, 50% прочности после 7 дней



15мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2)	2,0	3/0	75 см	+	+	*
17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	75 см	+	+	*
25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2)	3,0	2/0	90 см	+	+	*
25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+	*

Полидиоксанон (PDO) монофиламент фиолетовый

Срок рассасывания 180 - 210 дней, 60% проч. сохраняется между 28-42 днями



13мм (1/2) 15мм (3/8) 20мм (1/2)	0,7	6/0	75 см	+	+	*
15мм (3/8) 17мм (3/8) 20мм (1/2) 25мм (3/8 и 1/2)	1,5	4/0	75 см	+	+	*
25мм (3/8 и 1/2) 30мм (1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8)	3,5	0	75 см	+	+	*
50мм (1/2) - петля	3,5	0	150 см	+	-	-
30мм (3/8 и 1/2) 40мм (1/2) 50мм (1/2 и 3/8) 58мм (3/8)	4,0	1	75 см	+	+	*
50мм (1/2) - петля	4,0	1	150 см	+	-	-

* -обр.-режущая заточка острия -Таперкат - Олимп Т2 с изменяемым углом режущих кромок, тело иглы круглое.

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%.

В групповой упаковке 20 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.

Рассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Тип нити	Применяемые длины игл и их кривизна	Метрич. р-р EP	Условн. № USP	Длина нити	Колющая	Обратно-режущая
----------	-------------------------------------	----------------	---------------	------------	---------	-----------------

Полиглактин 910 (PGA/PLA 90/10) плетёный фиолетовый

Срок рассасывания 60 - 90 дней, 50% прочности после 21 дня

Аналог
Vicryl, Dexon II

Иглы с улучшенной полировкой поверхности.

17мм (½) колющая квадр.	(аналог W9105 Ethicon)	1,0	5/0	75 см	+	-
16мм (⅜) режущая	(аналог W9443 Ethicon)	1,5	4/0	75 см	-	+
20мм (½) колющая	(аналог W9113 Ethicon)	1,5	4/0	75 см	+	-
20мм (½) колющая квадр.	(аналог W9114 Ethicon)	2,0	3/0	75 см	+	-
26мм (½) колющая квадр.	(аналог W9120 Ethicon)	2,0	3/0	75 см	+	-
31мм (½) колющая	(аналог W9136 Ethicon)	3,0	2/0	75 см	+	-
36мм (½) колющая	(аналог W9140 Ethicon)	3,0	2/0	75 см	+	-
40мм (½) колющая	(аналог W9150 Ethicon)	3,0	2/0	75 см	+	-
36мм (½) колющая	(аналог W9141 Ethicon)	3,5	0	75 см	+	-
36мм (½) колющая	(аналог W9441 Ethicon)	3,5	0	90 см	+	-
40мм (½) колющая	(аналог W9430 Ethicon)	3,5	0	90 см	+	-
40мм (½) колющая	(аналог W9231 Ethicon)	4,0	1	75 см	+	-
40мм (½) колющая	(аналог W9431 Ethicon)	4,0	1	90 см	+	-



КЕТГУТ простой

Срок рассасывания 63 дня, 50% прочности сохраняется после 7 дней

13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,5	5/0	50 см	+	+ *
13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,5	5/0	75 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	2,0	4/0	50 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	2,0	4/0	75 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	3,0	3/0	50 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	3,0	3/0	75 см	+	+ *
17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½)	3,5	2/0	75 см	+	+ *
25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝)	4,0	0	75 см	+	+ *
30мм (⅝ и ½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	5,0	1	75 см	+	+ *
30мм (⅝) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	6,0	2	75 см	+	+ *
40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	7,0	3	75 см	+	+ *



КЕТГУТ хромированный

Срок рассасывания 70 дней, 50% прочности сохраняется после 14 дней

13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,5	5/0	50 см	+	+ *
13мм (½) 15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½)	1,5	5/0	75 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	2,0	4/0	50 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½)	2,0	4/0	75 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	3,0	3/0	50 см	+	+ *
15мм (⅜) 17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½)	3,0	3/0	75 см	+	+ *
17мм (⅜) 20мм (½) 25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½)	3,5	2/0	75 см	+	+ *
25мм (⅝ и ½) 30мм (½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝)	4,0	0	75 см	+	+ *
30мм (⅝ и ½) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	5,0	1	75 см	+	+ *
30мм (⅝) 40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	6,0	2	75 см	+	+ *
40мм (½) 50мм (½ и ⅝) 58мм (⅝)	7,0	3	75 см	+	+ *




* -обр.-режущая заточка острия -Таперкат - Олимп Т2 с изменяемым углом режущих кромок, тело иглы круглое.

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%.

В групповой упаковке 20 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.

Рассасывающийся шовный материал в пакетах (без иглы), стерильный



Тип нити	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)						
		1,0 (5/0)	1,5 (4/0)	2,0 (3/0)	3,0 (2/0)	3,5 (0)	4,0 (1)	5,0 (2)
Полигликолид (PGA) плетеный фиолетовый		Срок рассасывания 60 - 90 дней, 50% прочности после 21 дня						
	75 см x 1 шт.	+	+	+	+	-	-	-
	90 см x 1 шт.	-	-	-	-	+	+	+
	150 см x 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+
	250 см x 1 шт.	-	-	-	+	+	+	+
	300 см x 1 шт.	-	-	-	-	+	+	+
	350 см x 1 шт.					+	+	+

КЕТГУТ простой


Срок рассасывания 63 дня, 50% прочности сохраняется после 7 дней

КЕТГУТ хромированный


Срок рассасывания 70 дней, 50% прочности сохраняется после 14 дней

Тип нити	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)							
		1,5 (5/0)	2,0 (4/0)	3,0 (3/0)	3,5 (2/0)	4,0 (0)	5,0 (1)	6,0 (2)	7,0 (3)
 	150 см x 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+


Нерассасывающийся шовный материал в пакетах (без иглы), стерильный

Тип нити	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)								
		1,5 (4/0)	2,0 (3/0)	3,0 (2/0)	3,5 (0)	4,0 (1)	5,0 (2)	6,0 (3/4)	7,0 (5)	8,0 (6)
ПОЛИАМИД (нейлон) мультифиламент - крученный синий или белый										
	150 см x 1 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 2 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	40 см x 5 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	40 см x 10 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 5 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 10 шт.	-	+	+	+	+	+	+	+	+


ПОЛИАМИД (нейлон) мультифиламент - плетеный синий

	150 см x 1 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-
	75 см x 2 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-
	40 см x 5 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-
	40 см x 10 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-
	75 см x 5 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-
	75 см x 10 шт.	-	-	+	+	+	+	-	-	-

ПОЛИЭСТЕР (лавсан) плетеный зеленый с силиконовым покрытием

	150 см x 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 2 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	40 см x 5 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	50 см x 5 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	40 см x 10 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 5 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	75 см x 10 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	50 см x 20 шт.	+	+	+	+	-	-	-	-	-

ШЕЛК плетеный черный






	150 см x 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	-	-
--	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

В групповой упаковке 20 штук, для USP 3 - USP 8 - 10 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.


Сетки полипропиленовые для герниопластики, стерильные

Нерассасывающиеся

Форма плетения	Тип сетки	Наименование	Ø нитки, мм состав	Плотность, г/м ²	Обозначение, размер, см	Опт. скидка от 10 шт., %
	PM1	Легкая Light	Ø 0,10мм Полипропилен монофиламент	29 г/м ²	СПХ 1 - 6x11 см	20%
					СПХ 1 - 10x12 см	
					СПХ 1 - 7,5x15 см	
					СПХ 1 - 10x15 см	
					СПХ 1 - 15x15 см	15%
					СПХ 1 - 30x30 см	10%
	PM2	Легкая плюс Light plus	Ø 0,10мм Полипропилен монофиламент	40 г/м ²	СПХ 2 - 6x11 см	20%
					СПХ 2 - 10x12 см	
					СПХ 2 - 7,5x15 см	
					СПХ 2 - 10x15 см	
					СПХ 2 - 15x15 см	15%
					СПХ 2 - 30x30 см	10%
	PM3	Средняя Medium	Ø 0,10мм Полипропилен монофиламент	60 г/м ²	СПХ 3 - 6x11 см	20%
					СПХ 3 - 10x12 см	
					СПХ 3 - 7,5x15 см	
					СПХ 3 - 10x15 см	
					СПХ 3 - 15x15 см	15%
					СПХ 3 - 30x30 см	10%
	PM4	Средняя плюс Medium plus	Ø 0,15мм Полипропилен монофиламент	57 г/м ²	СПХ 4 - 6x11 см	20%
					СПХ 4 - 10x12 см	
					СПХ 4 - 7,5x15 см	
					СПХ 4 - 10x15 см	
					СПХ 4 - 15x15 см	15%
					СПХ 4 - 30x30 см	10%
	PM5	Тяжелая Hard	Ø 0,15мм Полипропилен монофиламент	97 г/м ²	СПХ 5 - 6x11 см	20%
					СПХ 5 - 10x12 см	
					СПХ 5 - 7,5x15 см	
					СПХ 5 - 10x15 см	
					СПХ 5 - 15x15 см	15%
					СПХ 5 - 30x30 см	10%

Частично рассасывающаяся

Срок рассасывания полиглекапроновой нити 90-110 дней, плотность сетки после рассасывания 29 г/м.

	PAM	Частично рассасывающаяся Partially Absorbable	Ø 0,15мм Полипропилен монофиламент и полиглекапон 25	55/29 г/м ²	CPX 6 - 6x11 см	10%
					CPX 6 - 10x15 см	

По желанию заказчика возможно изготовление других размеров сеток.

В групповой упаковке 10 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.